

SANZA Gebrauchsanweisung



Stand 20.03.2008

Inhaltsverzeichnis

➤ Vorwort	3
➤ Allgemeine Hinweise zur Aufstellung von Sanza.....	4-5
➤ Aufstellung Sanza-Steuergerät, elektrische Inbetriebnahme und Anschließen der Applikatoren.....	6
➤ Einschalten Sanza-Steuergerät	6
➤ „QUICKSTART“ Anwendungen.....	7-8
➤ „MANUELLE“ Anwendung.....	9-11
➤ Speichern eines Anwenderspezifischen Programmes „PERSÖNLICH“	12-15
➤ Wahl eines programmierten Anwenders	16-17
➤ Einstellungen und Fehlermeldungen	18
➤ Bio – Controller.....	19
➤ Zapp – Elektroden Set	19
➤ Stab ohne Laser	19
➤ Stab mit Laserfunktion	19
➤ Helmholtz Applikator.....	20
➤ Ergänzung zu Sanza - Steuergerät mit Akku	20
➤ Lagerung, Reinigung, Prüfung, Reparatur, Entsorgung.....	20-21
➤ Technische Daten, Lieferumfang	22-23
➤ Lieferumfang, Zeichenerklärung, Haftung und Gewährleistung, Hersteller	24
➤ Konformitätserklärung	25
➤ Produktinformation	26

Sehr geehrte Santerra Kundin, sehr geehrter Santerra Kunde,

herzliche Gratulation zu Ihrem Entschluss, die Gesundheitsvorsorge in Ihre eigenen Hände zu nehmen!

Menschen, die Ihre Gesundheit erhalten, besitzen mehr Lebensqualität. Die Steigerung der physischen und psychischen Regenerationsfähigkeit bewirkt eine geringere Anfälligkeit für Zivilisationskrankheiten, eine gestärkte Leistungsfähigkeit und ein insgesamt erhöhtes Wohlbefinden.

SANZA arbeitet nach den Prinzipien der Natur für Ihre Gesundheit. Die Resonanzwirkung des pulsierenden Magnetfeldes auf die Körperzelle stimuliert deren natürliche Regenerationsmechanismen. Der Stoffwechsel wird angeregt, Körperfunktionen können reguliert und harmonisiert werden. Die Kombinationstherapien mit Laserstab und Zapp - Frequenzen bieten Ihnen und Ihrer Familie einen Zusatznutzen.

In der Entwicklung von SANZA standen Anwenderfreundlichkeit und –sicherheit an erster Stelle. Mediziner und Biologen erforschten die Wirkmechanismen der SANZA Anwendungsmöglichkeiten. Die technische Umsetzung der Erkenntnisse wurde in deutscher Wertarbeit umgesetzt. Die mit modernster Technik umgesetzten Wirkungsprinzipien ermöglichen Ihnen eine qualitativ hochwertige und gleichzeitig bequeme Anwendung – rund um die Uhr und in nahezu allen persönlichen Lebensbereichen. Ob als Regenerationssystem für die gesamte Familie oder für den Einsatz im Sport: Die regelmäßige Anwendung von SANZA hilft Ihrem Körper die Belastungen des Alltags besser auszugleichen. Machen Sie Ihre persönliche Erfahrung! Gerne unterstützt Sie Ihr Fachberater – gemeinsam mit unserer MEDHOTLINE – in allen Anwendungsfragen.

Alles Gute mit SANZA, Gesundheit, Lebensqualität und Wohlbefinden wünschen Ihnen

Hersteller und Vertriebspartner

Bitte beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit:

Die in dieser Gebrauchsanweisung angegeben Hinweise sind zwingend zu befolgen! Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung daher vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig und vollständig durch!

Kontraindikationen:

Herzschrittmacher oder elektronische Implantate

Epilepsie

Schwangerschaft

Akutes Fieber (über 39°C)

Allgemeine Hinweise zu Ihrem SANZA System

❖ **Was ist SANZA?**

Sanza basiert auf den Heilmechanismen der Natur. Das System nutzt Nieder - Frequente Magnetfelder, um den Zellstoffwechsel zu beschleunigen. Die optionalen Zapp - Elektroden ermöglichen es Ihnen mind. 2 mal jährlich eine Kur über 4-6 Wochen mit einem Frequenzmusterband zu machen, das Viren, Bakterien, Pilze und Parasiten in Ihrem Körper bekämpft.

❖ **Was bewirkt SANZA im Organismus?**

SANZA begünstigt die Sauerstoffaufnahme des Blutes und dessen Fließfähigkeit, festigt den Knochenbau, aktiviert den Stoffwechsel und vitalisiert das Immunsystem. Sie fühlen sich fit, wohl und gesund, eben SANZA. Durch die pulsierenden Magnetfelder werden Eigenreparaturmechanismen im Körper angeschwungen und der Körper ist besser gegen Angriffe aus der Umwelt, Stress und Hektik gewappnet.

❖ **Wie arbeitet SANZA?**

Das Herz des SANZA Systems ist ein mikroprozessorgesteuerter Magnetfeldgenerator. Dieser überträgt Frequenzen, die den natürlichen Regenerationszyklen des Körpers entsprechen, auf die Applikatoren Matte, Kissen, Stab usw. Es entsteht ein niederfrequentes, pulsierendes Magnetfeld.

❖ **Was sollten Sie beachten?**

Die SANZA Anwendung stellt keinen Ersatz für eine schulmedizinische Diagnose und Therapie dar. Bitte beachten Sie daher in jedem Fall die Anweisungen Ihres Arztes, Ratschläge Ihres Fachberaters bzw. Ratschläge der MEDHOTLINE, die Ihnen Ihr Fachberater anbietet.

❖ **SANZA kann eingesetzt werden zur:**

Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens durch harmonisierende und vitalisierende Wirkung auf den Körper
Steigerung der Regenerations- und Abwehrfunktionen

❖ **SANZA ist nicht anzuwenden bei:**

- Herzschrittmacher und anderen elektronischen Implantaten
- Epilepsie
- Schwangerschaft (aus ethischen Gründen, weil mit ungeborenem Leben keine Versuche gemacht wurden)
- Akutem Fieber (über 39°C)
- Akuten und schweren Pilz- und Bakterieninfektionen (Krankenhaus)

- Schweren Herzrhythmusstörungen und schwerer Herzinsuffizienz (Grad III und Grad IV)
- Schilddrüsenüberfunktion (wenn nicht medikamentös eingestellt)

❖ **Anwendung von SANZA:**

Neben der völlig frei wählbaren manuellen Einstellung verfügt SANZA über STANDARDPROGRAMME, die nach ärztlichen Erfahrungswerten entwickelt wurden. Nach Rücksprache mit Ihrem Arzt oder Therapeuten bzw. der MEDHOTLINE empfiehlt Ihnen Ihr Fachberater Ihrem spezifischen Befinden entsprechende Einstellungen.

Bitte achten Sie darauf, magnetisch empfindliche Gegenstände wie z.B.: Magnetkarten, elektrische Uhr, Hörgerät etc. vor jeder Anwendung abzulegen! Das Gerät darf nicht in Operationssälen verwendet werden!

Hinweis:

Um eine etwaige Übertragung von Krankheitserregern durch Hautkontakt zu vermeiden, legen Sie sich bitte ausschließlich bekleidet auf Ihre SANZA Matte bzw. Ihr SANZA Kissen. Der Anwendungserfolg wird dadurch nicht geschmälert.

❖ **Mögliche SANZA Bedienungsfehler**

Bitte achten Sie während des Bedienungsablaufes darauf, den Touchscreen (Bildschirm) immer nur dort zu berühren, wo die jeweils zu drückende Funktionstaste abgebildet ist. Sollten Sie den Bildschirm irrtümlich – Zum Beispiel beim Halten im Rahmenbereich berühren, kann die Touchfunktion irritiert werden. Ähnlich verhält sich der Touchscreen bei starker Verschmutzung. In diesem Fall reinigen Sie bitte den Bildschirm mit einem Microfasertuch oder mit einem Brillenputztuch.

❖ **SANZA Betriebstemperatur**

Bitte beachten Sie: Die Umgebungstemperatur während des Betriebs sollte zwischen 0°C und + 35°C liegen.

Hinweis:

Steuergerät, Netzteil und Applikatoren sind vor extremer Verschmutzung, Erschütterung, mechanischer Beschädigung und Feuchtigkeit zu schützen.

- ❖ **Aufstellen Ihres SANZA Steuergerätes**, elektrische Inbetriebnahme und anschließen der Applikatoren. Steckernetzteil mit der Steckdose und dem Steuergerät (Steckrichtung beachten) verbinden.



Anschluss für Steckernetzteil

1 LED für Akku laden
1 LED in Reserve
Anschlüsse für Stab und Bio
Controler

Sie starten Ihr Sanza System mit einem etwas längeren Fingerdruck auf den grünen Knopf



Kissenapplikator

Verbindungsstecker für Zapp-Elektroden

Zapp - Elektroden


4 Einsteckmöglichkeiten für Applikatoren (Matte, Kissen, Veterinär - Applikator)

Starten einer Quickstartanwendung:

Die Begrüßung, bleibt ca. 5 sec. und geht dann automatisch zum nächsten Bild über



Quickstart – Programme:



Die Quickstart Programme, werden nach Tageszeit genutzt:

Morgens VITAL,


nachmittags RELAX,

vor dem zu Bett gehen SCHLAF und

vor körperlicher und geistiger Anstrengung SPORT.

Mit dem Doppelpfeil kommen Sie zu den QUICKSTART AKUT Programmen für Kissen, Stab und Helmholtz Applikator. Das Drücken eines dieser Buttons löst eine Anwendung von fest programmierten Programmen aus. (Nicht veränderbare Parameter)

Parameter	vital	relax	sleep	sport	Akut Kissen	Akut Stab	Akut Helmholtz
Frequenzbänder							
Behandlungsdauer min.	8	16	8	16	16	16	16
MF Signalgenerator Hz	20	8	4	20	25	25	25
MF Impulsgenerator Hz	200	200	200	200	200	200	200
MF Amplitude μT	40	40	20	80	150	300	1250
Signalform	Sequenz	Sinus	Sinus	Sequenz	Rechteck	Rechteck	Rechteck
MF Polarität	Bi	Bi	Bi	Bi	Bi	Bi	BI




Nach dem Starten erscheint die Anzeige der gewählten Parameter. Die Zeitanzeige zählt im 5 sec. Takt runter.


Wählen einer manuellen Einstellung:



zur nächsten Seite




Manuelle Einstellung drücken



Applikator wählen.
Gewählter
Applikator wird
markiert.
Mit Doppelklick
kommen Sie zu
weiteren
Applikatoren



zur nächsten Seite



Voreingestellte Frequenzbänder wählen. Gewähltes Feld verdunkelt sich

Mit Doppelklick kommen Sie in die Profi - Programmierung und können Signal, Frequenz, Zeit, Intensität und Polarität sowie Pulsation wählen

Sie haben nun die Wahl:

- a. ein Frequenzband zu wählen oder
 - b. über den Doppelpfeil in die Profi - Programmierung einzusteigen.
- a. Frequenzband wählen, angewähltes Feld wird markiert
Auf nächste Seite blättern (mit Pfeil rechts unten in der Bedienungsführung)




Mit Doppelpfeil gelangen Sie in die Mode-Anzeige und können Polarität und Pulsation (1=1 Minute Signale und 1 Minute Pause, 2= 2 Minuten Signale und 2 Minuten Pause bis die eingestellte Zeit aus ist


Mit den Pfeilen links und rechts der Zeitangabe kommen sie Minutenweise hinauf oder hinunter

zur nächste Seite

Intensität anhand der Stufen wählen




Den Start Knopf drücken




Persönliche Programmierung







zur nächsten Seite



Persönliche Einstellung drücken




Zur Eingabe eines Namens „NEU“ drücken



Sie haben nun die Wahl:


- a. ein Frequenzband zu wählen oder
- b. **über den Doppelpfeil in die Profi - Programmierung einzusteigen.**

Beispiel für Profi-Programmierung:



Signalform wählen:
Sinus
Sägezahn
Inverser Sägezahn
Rechteck


zur nächsten Seite



Weiter zum
Impulsgenerator


Pfeile links und rechts der
Hz Anzeige 1 Hz hinauf
oder 1 Hz hinunter

zur nächsten Seite



Dieser 2. Generator füllt das
im 1. Generator gewählte
Signal mit Rechteckimpulsen
aus

Zeit wählen




Mit Doppelpfeil gelangen Sie in die Mode-Anzeige und können Polarität und Pulsation (1=1 Minute Signale und 1 Minute Pause, 2= 2 Minuten Signale und 2 Minuten Pause bis die eingestellte Zeit aus ist) einstellen

Mit den Pfeilen links und rechts der Zeitangabe kommen sie Minutenweise rauf oder runter

zur nächste Seite

Intensität wählen anhand der Stufen




Gewählte Intensität in μT wird angezeigt

Max. Intensität bei gewähltem Applikator (hier Mattenapplikator)

zur nächsten Seite

Weitere Applikatoren unter „Persönlich“ wählen und Parameter einstellen. Wenn alle Applikatoren programmiert sind „FERTIG“ wählen



Wahl eines programmierten Anwenders:


The first screenshot, titled "QUICKSTART MATTE", shows four icons: a person running (VITAL), a person sitting (RELAX), a person sleeping (SCHLAF), and a person with a dumbbell (SPORT). A callout box points to a right arrow in the bottom right corner with the text "zur nächsten Seite".

The second screenshot, titled "AUSWAHL", shows two icons: a hand (MANUELL) and two people (PERSÖNLICH). A callout box points to the "PERSÖNLICH" icon with the text "Persönliche Einstellung drücken".

The third screenshot, titled "INDIVIDUEL", shows a grid of numbers 1 through 8. The number 1 is selected, and the name "Emma" is displayed next to it. A callout box points to the "Emma" text with the text "Namen anwählen".


Applikator wählen (es erscheinen nur diejenigen Applikatoren für die ein Programm hinterlegt wurde) und STARTEN.

The screenshot shows the "AUSWAHL" screen with three icons: a black rectangle, a square with a smaller square inside, and a horizontal line. A callout box points to a "START" button in the bottom right corner.




1. Frequenzband oder Signal
2. Zeitanzeige
3. Frequenz Hz
(Signalgenerator/Impulsgenerator)
4. Intensität in μ T
5. Polarität (BI, N,S)

Einstellungen über den Werkzeugschlüssel:



Über den Werkzeugschlüssel gelangen Sie ins Setup




Statusanzeige für Akku/Batterie

Zappereinstellung off Stufe 1-5

Aussteigen über OK

1. den Ladezustand des Akkus können Sie im Setup prüfen,
2. die Zappfunktion aktivieren
3. den Beep Ton ein- und ausschalten
4. den Kontrast verändern
5. die Sprache der Menüführung einstellen
6. das persönliche Programm verändern oder löschen und
7. die Anwendungsstatistik auf den verschiedenen Applikatoren abrufen
8. über Counter ok aussteigen in die Statistik Maske und von dort weiter über Pfeil re. unten.



Gesamt Anzahl der Anwendungen auf dem System

Vorwärts blättern der Persönlichen Programme

Seite verlassen

Sonstige Anzeigen und Fehlermeldungen:

KEIN APPLIKATOR – es ist kein Applikator angeschlossen

APPLIKATOR DRAHTBRUCH– das Spulenkonstrukt hat einen Drahtbruch

Bio – Controller



Die Informationen über Herzratenvariabilität (HRV) werden per Ohrclip an das Steuergerät geleitet und regeln Ihre Einstellungen. 25-poligen Stecker am Steuergerät rechts einstecken

- a. Ohrclip anlegen
- b. Auf den Ganzkörperapplikator legen
- c. Die 1. Messung erfolgt nach 1 Minute (bitte ruhig liegen bleiben, nicht bewegen) – Daten werden im Display ausgewiesen
- d. Die 2. Messung erfolgt nach weiteren 4 Minuten
- e. Sollte die gewählte Intensität zu hoch sein, regelt Ihr Feedback nun 2 Stufen herunter – Anzeige im Display  Einstellungen werden automatisch reguliert, kein Neustart erforderlich!
- f. Ist die gewählte Einstellung in Ordnung – Anzeige im Display 



Zapp – Elektroden.....

Über einen Port wird ein Bio-Frequenz-Band über 2 Zappelektroden (+/-) in den Körper appliziert. Die Zappelektroden werden in beide Hände genommen oder diagonal angewandt: z.B.: re. Hand und linken Fuß oder umgekehrt. Mit dem Zapp erfahren Sie das wohltuende Gefühl, welches sich aus einer Anhebung der Körperenergie ergibt. Gleichzeitig werden negative Informationen durch Vibrationen der Moleküle entfernt und eine Ausrichtung molekularer Strukturen erreicht. Ihre Vitalität wird gefördert und das Immunsystem gestärkt. Die benötigte Zeit für eine Normalanwendung beträgt ca. 8 Minuten und kann parallel zum Magnetfeld angewendet werden. Kurweise Anwendungen über 2-4 Wochen mehrmals pro Jahr empfohlen. **Warnung:** Die Zappelektroden dürfen nicht im Brustbereich angelegt werden, da dadurch das Risiko von Herzkammerflimmern erhöht werden kann. Der Betrieb nahe Kurzwellen- oder Mikrowellentherapiegeräten kann Schwankungen in den Ausgangswerten des Reizstromgerätes bewirken. Die Zappfunktion kann nachgerüstet werden, allerdings muss das Steuergerät dazu für ein Software upgrade eingeschickt werden. Die Einstellungen der Zapper erfolgt über den Werkzeugschlüssel und kann von Stufe 1-5 in (1=160µA, 2=240µA, 3=320µA, 4=400µA, 5=480µA) eingestellt werden. Wenn der Stromkreis geschlossen ist, erscheint ein Rahmen um das Zappersymbol. Die Einzelfrequenzen im Frequenzband erstrecken sich von 1,7 – 800 Hz.



Stab mit Soft-Laserfunktion

Der Stab Applikator wird für punktuellen Einsatz verwendet. Der Anschluss des Stabapplikators erfolgt an der 9-poligen Buchse rechts. Schmerzen, die mit dem Finger bezeichnet werden können, sind das ideale Einsatzgebiet. Reinigung mit üblichen Desinfektionsmitteln (Lysoform, Bacillol, usw.) 2 gelbe LED Leuchten zeigen an, ob das Magnetfeld (von 1 - 1.250 µT) erzeugt wird und ob der Laser (an der Stabspitze) zugeschaltet

(Laser kann über Druckpunkt zu- bzw. abgeschaltet werden) ist. Der Laser hat eine Punktlaser- Leistung von 5mW und eine Wellenlänge von 658 nm.

Die zusätzliche Rotlicht Soft-Laserfunktion an der Stabspitze ermöglicht es, entzündungshemmend kleine offene Wunden zu behandeln, Akupunktur ohne Nadeln mit hoher Eindringtiefe durchzuführen und Schmerzpunkte zu beruhigen. **Vorsicht, nicht in die Augen leuchten!**



Helmholtz Applikator

Intensivapplikator zum Einsatz bei Knochenbrüchen, Abnutzungserscheinungen bei kleinen und großen Gelenken und im Kiefer- und Zahnbereich. Applikator kann Intensitäten bis zu 10 mT (10.000 μ T) bewältigen!

Sanza Steuergerät mit Akku

Um das Sanza System Netz unabhängig zu betreiben wird der Akkubetrieb (Nickel-Metall-Hydrid) angeboten. Die Aufladezeit beträgt ~2,5 Stunden. Der Ladevorgang wird ausgelöst sobald das Steuergerät am Strom ist und nicht betrieben wird. Die Akkuzellen halten ca. 12-24 Monate, je nach Gebrauch. Der Akku kann nachgerüstet werden, allerdings muss dazu das Steuergerät eingeschickt werden. Der Ladezustand kann im Display „Werkzeugschlüssel“ unter „Batteriezustand“ abgerufen werden. Ein Wechsel des Akkupacks kann nur seitens des Herstellers erfolgen. WICHTIGE INFORMATION: Im Akkubetrieb ist die Flussdichte von Kissenapplikator auf 150 μ T und Helmholtzapplikator auf 1.250 μ T begrenzt. Wird der Signalgenerator auf OFF gestellt, ist im Akkubetrieb eine max. Flußdichte von 4.000 μ T möglich.

Lagerung, Reinigung, Prüfung, Reparatur, Entsorgung

Lagerung:

Steuergerät, Netzteil und Applikatoren sind grundsätzlich vor extremer Verschmutzung, Erschütterung (Sturz), mechanischer Beschädigung und Feuchtigkeit zu schützen. Die Kabelverbindungen werden lose aufgerollt zum Applikator gelegt und nicht um den Applikator herumgewickelt. Stecker vom Steuergerät nicht am Kabel abziehen sondern am Steckerteil festhalten und herausziehen. Temperaturbereich für die Lagerung: -10°C bis +50°C. Die Umgebungstemperatur während des Betriebes sollte im Bereich von 0°C bis 35°C liegen.

Reinigung:

Steuergerät: nur mit einem leicht befeuchteten Mikrofasertuch abwischen, keine alkoholhaltigen Reinigungsmittel verwenden! Flüssigkeit darf nicht ins Steuergerät laufen. Stab mit feuchtem Tuch und Desinfektionsmittel abwischen, keine Flüssigkeit in die Öffnungen bringen!

Matte und Kissen: Reinigungsmittel über den Vertreiber zu bestellen, ansonsten Reinigung mit Seifenlauge und feuchtem Mikrofasertuch.

Prüfung:

Das System prüft vor jedem Start die Funktionsfähigkeit der Applikatoren und meldet Kabelbrüche über das Display.

Wiederkehrende Prüfung

Der Gesetzgeber schreibt für medizinische Geräte eine Prüfung im Zeitintervall von 2 Jahren vor. Vorrangig betrifft diese Prüfung Benutzer jener Geräte, die gewerbliche Dienstleistungen damit anbieten. Ziel der Überprüfung ist die Sicherstellung der Betriebssicherheit. Diese Prüfungen können vom Hersteller durchgeführt werden. Wenden Sie sich diesbezüglich bitte an Ihren Fachberater.

Prüfumfang:

1. Gehäuse des Steuergerätes sowie das Netzteil auf Beschädigungen prüfen
2. Sämtliche Kabel auf Beschädigungen prüfen
3. Ableitstrommessungen des Steuergerätes und der Applikatoren
4. Bei Verdacht auf Beschädigung im Innern: Sichtprüfung innen
5. Funktionsprüfung
6. Verwendung des spezifizierten Netzteils kontrollieren

Diese Prüfungen können vom Hersteller und/oder einer akkreditierten Prüfstelle durchgeführt werden.

Reparatur

Reparatur und Service dürfen ausschließlich durch den Hersteller ausgeführt werden. Hinweis: Der Hersteller fühlt sich nur dann für die Sicherheit des Gerätes verantwortlich, wenn Reparaturen nur von ermächtigten Personen durchgeführt werden, die elektrische Installation des betreffenden Raumes den zutreffenden Anforderungen entspricht und das Gerät unter Beachtung der Gebrauchsanweisung benutzt wird.

Entsorgung:

Das Steuergerät, Teile des Steuergerätes sowie Zubehör stellen keine besonderen Gefahren dar. Im Steuergerät sind bei Akkuversionen Nickel-Metall-Hydrid enthalten und müssen nach den landesüblichen gesetzlichen Entsorgungsrichtlinien entsorgt werden, wobei die Kosten für die Entsorgung vom Hersteller getragen werden. Der Akkupack kann bei den ortsbekanntenen Batteriesammelstellen abgegeben werden. Die Entsorgung defekter Steuergeräte hat nach nationalen Gesetzen für Elektronikschrott zu erfolgen. **KEIN HAUSMÜLL!**



Vertrieb:

Firma Santerra Handels-GmbH
GF: Petra Pichler
Ahornstrasse 30
D-83451 Piding.

Die EAR Entsorgungsnummer lautet: WEEE DE 85903359

Technische Daten

Steuergerät SANZA:

Typ:	Art. Nr. SANZA2499
Geräteart:	Multifunktionales Magnetfeldsystem
Nennspannung:	18 V DC
Nennstrom:	1,1 A
Bauart:	tragbares Gerät
Schutzklasse:	II
Schutzgrad	BF
Gewicht:	1,26 kg
Außenmaße:	260x210x45 mm
Betriebstemperatur:	0°C bis +35°C
Lagertemperatur:	-10°C bis +50°C
Betriebsart	Dauerbetrieb

Applikator SANZA-Matte

Typ:	Art. Nr. SANZA450M
Spulen:	1 Bandspule (50 Wicklungen) in Schaumstoff
Überzug:	antimykotisch, ölbeständiges Kunstleder
Kabellänge:	2,3 m
Max.	
Wechselfeldamplitude:	100 μ T
Messpunkt:	spulenmittig
Messgerät:	Magnetsensor Type:
Größe:	180x65x2,5 cm
Gewicht:	3,47 kg
2-fach faltbar an den gefalzten Stellen oder rollbar	

Applikator SANZA-Kissen

Typ:	Art. Nr. SANZA300K
Spulen:	1 Bandspule (30 Wicklungen) in Schaumstoff
Überzug:	antimykotisch, ölbeständiges Kunstleder
Kabellänge:	2,3 m
Max.	
Wechselfeldamplitude:	300 μ T
Messpunkt:	spulenmittig
Messgerät:	Magnetsensor Type:
Größe:	57x30x2,5 cm
Gewicht:	0,65 kg
falt- und rollbar	

Applikator SANZA-Stab

Typ:	Art. Nr. SANZA350S
Spulen:	1 Spule auf Spulenkörper
Material	Kunststoff
Kabellänge:	2,3 m
Max.	
Wechselfeldamplitude:	1250 μ T
Messpunkt:	Spitze
Messgerät:	

Applikator SANZA-Stab mit Laserfunktion

Typ:	Art. Nr. SANZA690SL
Spulen:	1 Spule auf Spulenkörper
Material	Kunststoff
Kabellänge:	2,3 m
Max.	
Wechselfeldamplitude:	1250 μ T
Messpunkt:	an der Spitze
Messgerät:	
Nennwert Leistung:	5mW
Wellenlänge Laser:	658 nm

Applikator SANZA Helmholtz-Spulen

Typ:	Art. Nr. SANZA690H
Spulen:	2 Flachspulen
Material:	
Max.	
Wechselfeldamplitude:	10 mT
Messpunkt:	Zwischen Spulen
Messgerät:	

Bio Controller

Typ:	Art. Nr. SANZA250BC
------	---------------------

Zapp-Elektroden

Typ:	Art. Nr. SANZA180Z
Max. Strom	160-480 μ A
Frequenzband von/bis	1,7 - 800 Hz

Steckernetzteil	Art. Nr. NETZTEIL70
	18 V Spannung

Lieferumfang

Das System wird in der Basisausstattung mit Steckernetzteil Art. Nr. NETZTEIL70 Steuergerät Art. Nr. SANZA2499 Ganzkörperapplikator Art. Nr. SANZA450M und Kissenapplikator Art. Nr. SANZA300K ausgeliefert.

Weitere Zubehörteile wie

Zapp - Elektroden Art. Nr. SANZA180Z
Bio - Controller Art. Nr. Art. Nr. SANZA250BC
Helmholtz-Spulen Art. Nr. SANZA690H sowie
Stab ohne Laserfunktion Art. Nr. SANZA350S
Stab mit Laserfunktion Art. Nr. SANZA690SL
können optional erworben werden.

Es dürfen nur die vom Hersteller als geeignet ausgelieferten Zubehörteile verwendet werden!

Haftung und Gewährleistung

Gewährleistung ist das gesetzlich verankerte Recht des Kunden vom Übergeber, das Entstehen für Mängel an der Sache zu fordern. Die Ware muss „dem Vertrag entsprechen“, sonst ist sie mangelhaft. Der Übergeber muss aber nur für Mängel einstehen, die bereits bei Übergabe vorhanden waren. Für nach Übernahme hervorkommende Mängel gilt die so genannte „widerlegliche Vermutung, dass die Sache schon zum Zeitpunkt der Übergabe mangelhaft war.“ Der Übergeber trägt dabei innerhalb der ersten sechs Monate ab Übergabe die Beweislast dafür, dass die Mängel nicht schon bei Übergabe vorhanden waren. Der Übergeber ist primär zur Verbesserung oder zum Austausch verpflichtet um die bedungenen vorausgesetzten Eigenschaften in angemessener Frist herzustellen. Gelingt dies nicht, kann der Übernehmer sekundär Preisminderung oder Wandlung (Rücktritt vom Vertrag-Geld zurück, Ware zurück) geltend machen. Diese Ansprüche können binnen 24 Monaten (Gewährleistungszeitraum) geltend gemacht werden, wobei nach 6 Monaten dem Übernehmer die Beweislast obliegt (Beweislastumkehr).

Für Mängel die durch unsachgemäße Handhabung, mutwillige Zerstörung und Verschleiß entstanden sind, wird keine Gewähr geleistet. Die Gewährleistung, des Übergebers für die Mangelhaftigkeit der Sache kann vertraglich gegenüber dem Käufer nicht beschränkt werden. (zB: AGB). Im Gewährleistungsrecht finden sich auch Schadenersatzansprüche für Mängel- und Mängelfolgeschäden. Garantie ist ein vertraglich eingeräumtes Versprechen des Herstellers für Mängel, die an einer Sache während der Garantiezeit auftreten, einzustehen. Maßgebend für den Anspruchszeitraum ist dabei in der Garantieerklärung (Garantieschein) erwähnte Garantiezeit. Nicht alle Leistungen aus der Garantie müssen kostenlos sein. –Dies ist aber in den Garantiebestimmungen detailliert erläutert. Die Garantie steht dem Erwerber zusätzlich zu den Gewährleistungsrechten zu, und ersetzt diese nicht, ist aber für den Hersteller bindend.

Gewährleistungsfrist: 24 Monate ab Lieferung.

Es gilt ausdrücklich die Anwendung deutschen Rechts. Gerichtsstand: Laufen.

Zeichenerklärung,



Schutzgrad Type BF



Schutzklasse II



Gebrauchsanweisung beachten

Produktinformation



Herstellerfirma:

STA-GmbH
Kleßheimer Allee 13, 5020 Salzburg

Alleinvertrieb:

SANTERRA

Santerra Handels GmbH
Ahornstrasse 30, 83451 Piding
Tel: 08651-714803 Fax: 714807
www.santerra.net

Packdatum

Produktart:

Multifunktionales Magnetfeldgerät, Produktklasse II

Nach Konformitätsbescheinigung CE0636, EN 60601 und Medizinprodukte-Richtlinie:
93/42/EWG

Bezeichnung:

SANZA-Steuergerät

Fabrikationsnummer: _____

SANZA-Applikator Matte

Fabrikationsnummer: _____

SANZA-Applikator Kissen

Fabrikationsnummer: _____

SANZA-Applikator Stab

Fabrikationsnummer: _____

SANZA-Applikator Helmholtz

Fabrikationsnummer: _____

Bio-Controller

Fabrikationsnummer: _____

Zapp-Elektrode

Fabrikationsnummer: _____

Medizinische Hotline per Fax mit den dafür vorgesehenen Formularen über Santerra Zentrale!